

Medilime[®]



Catálogo de productos

Nuestra visión

MediLime se centra en innovar y mejorar los sistemas de alimentación enteral para hacer la vida de los usuarios más agradable. MediLime no solo colabora con especialistas, como médicos y enfermeros, sino también con los usuarios finales. Esto le permite optimizar y ampliar continuamente su gama de productos.



La nutrición es esencial

No solo para mantener nuestro cuerpo sano, sino también para permitirnos crecer y sanar. Sin embargo, existen diversas razones médicas que pueden dificultar el consumo de alimentos. Para este grupo de personas, MediLime ha desarrollado nuevos productos.

“ ¡Estoy muy entusiasmada! El botón y las tapas de sellado son más fáciles y rápidos de insertar y más cómodos de reemplazar; noto mucha menos irritación.

Heleen Voogtis, consultora de enfermería apasionada en el Hospital Pediátrico de Estómago-Hígado, Departamento de Intestino del Centro Médico Académico (AMC) de Ámsterdam.



Los productos

MediLime suministra todo tipo de productos para la alimentación enteral, como sondas nasogástricas, botones gástricos, sondas de gastrostomía y jeringas de alimentación. Además, nuestra gama también incluye accesorios como tapones, clips y conectores.

El Tummy Button de MediLime y todos los accesorios asociados cumplen con los nuevos estándares globales para catéteres de alimentación. Estos nuevos productos —a diferencia de otros en el mercado— contienen únicamente materiales compatibles con los tejidos y están libres de plastificantes.

Extensión Tubos

Los tubos de extensión MediLime se utilizan para administrar nutrición enteral y/o medicación a través del botón.

Los tubos de extensión MediLime se pueden utilizar para todos los botones y están disponibles con conectores ENFit, ENFit/Y y de bolo.

Los tubos de extensión MediLime están fabricados con poliuretano de la más alta calidad, no contienen látex y están libres de plastificantes.

Los tubos de extensión están disponibles en longitudes de 30 y 60 cm (12 y 24 pulgadas).




Accesorios

MediLime suministra una gran cantidad de accesorios (ENFit). La gama incluye Alimentación Jeringas, adaptadores para botellas, conectores, tapones de sellado y clips.



Conexiones

Lo mismo ocurre con el botón gástrico la retroalimentación de usuarios finales y especialistas está impulsando la innovación en los tubos de extensión. Para satisfacer la demanda en diferentes entornos, existen diversas conexiones posibles:




A photograph of a family of three—a woman with curly hair, a man with a beard, and a young child with curly hair—smiling and looking at each other. The woman is on the left, the man is on the right, and the child is in the center, leaning against the man. They are all wearing light-colored clothing. The background is a plain, light-colored wall.

Tabla de contenido

- 6 Botón Gástrico MediLime
- 9 Tubos de Extensión MediLime
- 10 MediLime Catéter de medición de estoma
- 11 Catéter de Medición de Estoma MediLime
- 12 Tubos de Alimentación Gástrica MediLime
- 13 Catéteres Yeyunales MediLime
- 14 Jeringa de Alimentación ENFit MediLime
- 15 Accesorios
- 15 Adaptadores de botella
- 15 Llave de tres vías ENFit
- 15 Tapones de sellado
- 16 Conectores
- 17 Clips
- 17 Tapones para estoma
- 17 Bolsas de drenaje
- 17 Tiras de pH
- 18 Cepillo de limpieza EnClean MediLime

“Nuestro objetivo final es proporcionar el mejor producto para todos.”

"Haciendo la vida más fácil."



El Botón Gástrico MediLime

Un botón puede ser una solución cómoda gracias a su pequeño tamaño y a que no es necesario llevar un tubo. Nos comprometemos a escuchar a los usuarios finales y a los especialistas, y lo demostramos innovando nuestros productos año tras año.

Algunas claves características

El botón de abdomen MediLime tiene un único propósito, que es hacer que la vida con un sistema de alimentación sea más placentera y eficiente.

- El Botón Gástrico MediLime está hecho de silicona pura, libre de látex y DEHP, lo que resulta en una piel saludable alrededor del estoma gástrico
- Un balón con forma de manzana mejora la forma ideal para cerrar el canal del estoma. Mejor compatibilidad con todos los tubos de extensión MediLime. V
- Varios diámetros de globo (por tamaño de 12FR hasta 24FR, desde 3 hasta 8ml de volumen) y está disponible en todas las longitudes (0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0)
- El Botón Gástrico viene con una guía de inserción. Esto puede ser una herramienta útil al colocar el botón si hay tejido cicatricial en la apertura de la fístula o con un tamaño mayor del Botón Gástrico

Contenido del paquete

El Tummy Button se presenta en una caja junto con los siguientes accesorios para una fácil colocación:

- Guía de entrada
- Jeringa
- Gel lubricante 5 gramos
- Gasa





Artículo	Descripción del artículo
12 french	3 ml balloon
0320-12-0.8-02	Medilime Tummy Button 12fr 0,8 cm
0320-12-1.0-02	Medilime Tummy Button 12fr 1,0 cm
0320-12-1.2-02	Medilime Tummy Button 12fr 1,2 cm
0320-12-1.5-02	Medilime Tummy Button 12fr 1,5 cm
0320-12-1.7-02	Medilime Tummy Button 12fr 1,7 cm
0320-12-2.0-02	Medilime Tummy Button 12fr 2,0 cm
0320-12-2.3-02	Medilime Tummy Button 12fr 2,3 cm
0320-12-2.5-02	Medilime Tummy Button 12fr 2,5 cm
0320-12-2.7-02	Medilime Tummy Button 12fr 2,7 cm
0320-12-3.0-02	Medilime Tummy Button 12fr 3,0 cm
0320-12-3.5-02	Medilime Tummy Button 12fr 3,5 cm
0320-12-4.0-02	Medilime Tummy Button 12fr 4,0 cm

Artículo	Descripción del artículo
14 french	4 ml balloon
0320-14-0.8-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 0,8 cm
0320-14-1.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 1,0 cm
0320-14-1.2-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 1,2 cm
0320-14-1.5-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 1,5 cm
0320-14-1.7-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 1,7 cm
0320-14-2.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 2,0 cm
0320-14-2.3-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 2,3 cm
0320-14-2.5-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 2,5 cm
0320-14-2.7-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 2,7 cm
0320-14-3.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 3,0 cm
0320-14-3.5-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 3,5 cm
0320-14-4.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 4,0 cm
0320-14-4.5-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 4,5 cm
0320-14-5.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 5,0 cm
0320-14-5.5-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 5,5 cm
0320-14-6.0-02	El Botón Gástrico Medilime 14fr 6,0 cm

Artículo	Descripción del artículo
16 french	5 ml balloon
0320-16-0.8-02	Medilime Tummy Button 16fr 0,8 cm
0320-16-1.0-02	Medilime Tummy Button 16fr 1,0 cm
0320-16-1.2-02	Medilime Tummy Button 16fr 1,2 cm
0320-16-1.5-02	Medilime Tummy Button 16fr 1,5 cm
0320-16-1.7-02	Medilime Tummy Button 16fr 1,7 cm
0320-16-2.0-02	Medilime Tummy Button 16fr 2,0 cm
0320-16-2.3-02	Medilime Tummy Button 16fr 2,3 cm
0320-16-2.5-02	Medilime Tummy Button 16fr 2,5 cm
0320-16-2.7-02	Medilime Tummy Button 16fr 2,7 cm
0320-16-3.0-02	Medilime Tummy Button 16fr 3,0 cm
0320-16-3.5-02	Medilime Tummy Button 16fr 3,5 cm
0320-16-4.0-02	Medilime Tummy Button 16fr 4,0 cm
0320-16-4.5-02	Medilime Tummy Button 16fr 4,5 cm
0320-16-5.0-02	Medilime Tummy Button 16fr 5,0 cm

Artículo	Descripción del artículo
18 french	5ml balloon
0320-18-1.0-02	Medilime Tummy Button 18fr 1,0 cm
0320-18-1.2-02	Medilime Tummy Button 18fr 1,2 cm
0320-18-1.5-02	Medilime Tummy Button 18fr 1,5 cm
0320-18-1.7-02	Medilime Tummy Button 18fr 1,7 cm
0320-18-2.0-02	Medilime Tummy Button 18fr 2,0 cm
0320-18-2.3-02	Medilime Tummy Button 18fr 2,3 cm
0320-18-2.5-02	Medilime Tummy Button 18fr 2,5 cm
0320-18-2.7-02	Medilime Tummy Button 18fr 2,7 cm
0320-18-3.0-02	Medilime Tummy Button 18fr 3,0 cm
0320-18-3.5-02	Medilime Tummy Button 18fr 3,5 cm
0320-18-4.0-02	Medilime Tummy Button 18fr 4,0 cm
0320-18-4.5-02	Medilime Tummy Button 18fr 4,5 cm
0320-18-5.0-02	Medilime Tummy Button 18fr 5,0 cm

Artículo	Descripción del artículo
20 french	8ml balloon
0320-20-0.8-02	Medilime Tummy Button 20fr 0,8 cm
0320-20-1.0-02	Medilime Tummy Button 20fr 1,0 cm
0320-20-1.2-02	Medilime Tummy Button 20fr 1,2 cm
0320-20-1.5-02	Medilime Tummy Button 20fr 1,5 cm
0320-20-1.7-02	Medilime Tummy Button 20fr 1,7 cm
0320-20-2.0-02	Medilime Tummy Button 20fr 2,0 cm
0320-20-2.3-02	Medilime Tummy Button 20fr 2,3 cm
0320-20-2.5-02	Medilime Tummy Button 20fr 2,5 cm
0320-20-2.7-02	Medilime Tummy Button 20fr 2,7 cm
0320-20-3.0-02	Medilime Tummy Button 20fr 3,0 cm
0320-20-3.5-02	Medilime Tummy Button 20fr 3,5 cm
0320-20-4.0-02	Medilime Tummy Button 20fr 4,0 cm
0320-20-4.5-02	Medilime Tummy Button 20fr 4,5 cm
0320-20-5.0-02	Medilime Tummy Button 20fr 5,0 cm

Artículo	Descripción del artículo
24 french	8ml balloon
0320-24-1.5-02	Medilime Tummy Button 24fr 1,5 cm
0320-24-1.7-02	Medilime Tummy Button 24fr 1,7 cm
0320-24-2.0-02	Medilime Tummy Button 24fr 2,0 cm
0320-24-2.3-02	Medilime Tummy Button 24fr 2,3 cm
0320-24-2.5-02	Medilime Tummy Button 24fr 2,5 cm
0320-24-2.7-02	Medilime Tummy Button 24fr 2,7 cm
0320-24-3.0-02	Medilime Tummy Button 24fr 3,0 cm
0320-24-3.5-02	Medilime Tummy Button 24fr 3,5 cm
0320-24-4.0-02	Medilime Tummy Button 24fr 4,0 cm
0320-24-4.5-02	Medilime Tummy Button 24fr 4,5 cm
0320-24-5.0-02	Medilime Tummy Button 24fr 5,0 cm

Características del producto

Material	Silicone
Libre de DEHP	SI
Libre de látex	SI
Desechable	SI
Estéril	SI
Método de esterilización	EO
Visibilidad	RX
Tipo de embalaje	Box of blister pack
Código de barras	GS1
Unidad	Per piece

Tubos de extensión de Medilime

Nuestros tubos de extensión se utilizan para administrar nutrición enteral o medicación a través del botón. Los tubos de extensión Medilime son compatibles con todos los botones y están disponibles con conectores ENFit, ENFit/Y y de bolo. Están fabricados con poliuretano de la más alta calidad, sin látex ni plastificantes. Están disponibles en longitudes de 30 cm y 60 cm (12 y 24 pulgadas).



- Conexión de botón de alto flujo (ideal para usar con una bomba de alimentación)
- Material mejorado para reducir el impacto de la medicación
- Medilime es el único proveedor de tubos de extensión con conexiones moradas
- Perfectamente aplicable en todos los botones
- Más agarre para una fácil colocación

Artículo	Descripción	Cantidad
0328-12	Medilime Extension Tube	1. ENFit
0328-24	Medilime Extension Tube	1. ENFit
0329-12	Medilime Extension Tube	2. Y-ENFit
0329-24	Medilime Extension Tube	2. Y-ENFit
0324-12	Medilime Extension Tube	3. Large ENFit
0324-24	Medilime Extension Tube	3. Large ENFit
0323-12	Medilime Extension Tube	4. Bolus
0323-24	Medilime Extension Tube	4. Bolus

Conexiones

Al igual que con el Tummy Button, la retroalimentación de usuarios finales y especialistas está impulsando la innovación en los tubos de extensión. Para satisfacer la demanda en diferentes entornos, existen diversas conexiones posibles:



Conector giratorio

Los tubos de extensión Medilime cuentan con un conector giratorio. Este conector gira independientemente del tubo, lo que facilita su conexión y desconexión.

Características del producto

Material	Polyurethane
libre de PHT and BPA	SI
Libre de Latex	SI
Desechable	SI
Estéril	NO
Tipo de embalaje	Caja con 10 envases individuales
Codico de barras	GS1
Unidad	Per 10 piezas

MediLime Catéter de medición de estoma

El catéter medidor de estoma MediLime se utiliza para determinar el tamaño correcto del Tummy Button de MediLime. El canal del estoma se mide con este catéter.

El uso del catéter medidor de estoma permite una colocación más precisa del Tummy Button. Recomendamos encarecidamente utilizar uno en cada (nueva) colocación del botón para optimizar un ajuste perfecto.

Artículo	Descripción	Cantidad
0325-00	Catéter de medición de estoma MediLime incluye jeringa	2 piezas



“Nuestros desarrolladores de productos

“Desarrollar nuevos productos junto con especialistas y usuarios finales”.

Características del producto

Material	Silicona
Libre de PHT y BPA	SI
Libre de látex	SI
Desechable	SI
Estéril	SI
Tipo de embalaje	Envasado por unidad
Código de barras	GS1
Unidad	Por 2 piezas

Alimentación gástrica MediLime Tubos

La sonda de alimentación gástrica MediLime con conexión ENFit está diseñada para administrar nutrición enteral y medicación. Está hecha de silicona pura, por lo que es hipoalergénica y flexible. El tamaño de la sonda y la capacidad del balón están claramente indicados en el cuerpo.



Artículo	Descripción	Cantidad
0503-12	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	12FR 2 piezas
0503-14	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	14FR 2 piezas
0503-16	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	16FR 2 piezas
0503-18	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	18FR 2 piezas
0503-20	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	20FR 2 piezas
0503-22	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	22FR 2 piezas
0503-24	MediLime Gastric Feeding Tube 1 vía con adaptador ENFit	24FR 2 piezas



MediLime Sondas de alimentación yeyunal

La sonda de alimentación yeyunal MediLime es un dispositivo 100 % de silicona para la administración de nutrición enteral en el duodeno distal o el yeyuno. El dispositivo cuenta con un tubo de doble luz, un disco cutáneo con ventilación y un balón de fijación.



Artículo	Descripción	Cantidad			
0701-12	Sonda de alimentación yeyunal	2 vías	12FR	5 ml	2 piezas
0701-14	Sonda de alimentación yeyunal	2 vías	14FR	5 ml	2 piezas
0701-16	Sonda de alimentación yeyunal	2 vías	16FR	10 ml	2 piezas

Características del producto

Material Libre de PHT y BPA Libre de látex	Silicona
Desechable	SI
Estéril Tipo de embalaje	SI
Código de barras	SI
Unidad	Envasado por unidad GS1 Por 2 piezas

MediLime Jeringa de alimentación ENFit

MediLime ofrece una gama completa de jeringas de alimentación con conexión ENFit. Estas jeringas son fáciles de conectar a otros productos ENFit. Se recomienda utilizar adaptadores para biberones MediLime para una dosificación correcta.

Artículo	Descripción	Cantidad
0909-010	MediLime ENFit Feeding Syringe 1 ml, low dose, with wings	100 piezas
0909-030	MediLime ENFit Feeding Syringe 3ml, low dose, with wings	100 piezas
0909-050	MediLime ENFit Feeding Syringe 5ml, low dose	100 piezas
0909-10	MediLime ENFit Feeding Syringe 10ml	100 piezas
0909-20	MediLime ENFit Feeding Syringe 20ml	50 piezas
0909-60	MediLime ENFit Feeding Syringe 60ml	30 piezas



Características del producto

Fitting	ENFit
DEHP free	YES
Latex free	YES
Disposable	YES
Sterile	YES
Packaging Unit	Blister packs
	Differs per size




Accesorios

MediLime suministra una gran cantidad de accesorios (ENFit) para la administración de nutrición enteral y medicación a través de la sonda de alimentación. La gama incluye adaptadores para biberones, conectores, tapones de sellado y clips. MediLime trabaja continuamente para optimizar su gama y se esfuerza por ofrecer el mejor producto para todos.

Botella adaptadores

Para extraer medicamentos de Botellas, se utiliza un adaptador de botellas. Este es un tapón de rosca que se coloca en el frasco del medicamento que permite succionar el medicamento con la ayuda de una jeringa de alimentación.

Los adaptadores de botellas MediLime están disponibles en varios diámetros para los distintos tamaños de botellas de medicamentos.

Artículo	Descripción	Cantidad
 BAISO1	Adaptador de botella MediLime ENFit 1 ø 12 mm - 15 mm	100 piezas
 BAISO2	Adaptador de botella MediLime ENFit 2 ø 14 mm - 16,5 mm	100 piezas
 BAISO3	Adaptador de botella MediLime ENFit 3 ø 17 mm - 20,5 mm	100 piezas
 BAISO4	Adaptador de botella MediLime ENFit 4 ø 24 mm - 26 mm	100 piezas

ENFit de 3 vías llave de cierre

El MediLime ENFit de 3 vías La llave de paso permite conectar hasta tres productos ENFit a la vez. Fabricada en tritán, lo que la hace más resistente a los medicamentos.

Artículo	Descripción	Cantidad
0800-20	Llave de paso MediLime ENFit	20 piezas



Tapones de sellado

MediLime suministra varias tapas de sellado tanto para jeringas de alimentación como para tubos de extensión.

Artículo	Descripción	Cantidad
0910-01	Tapón de sellado MediLime Estéril, envasado individualmente	100 piezas
0910-10	Tapón de sellado MediLime Estéril, envasado por 10	100 piezas
C00579	Tapón hembra MediLime ENFit	30 piezas






Conectores

MediLime ofrece una amplia gama de conectores. Un conector permite conectar productos con diferentes conexiones (ENFit, luer-lock, bolo).

Artículo	Descripción	Cantidad
 10999382	Conector hembra MediLime ENFit a conector hembra Luerlock	10 piezas
 10999383	Conector macho MediLime ENFit a conector hembra Luerlock	10 piezas
 C00539	Conector macho a bolo MediLime ENFit	5 piezas
 F00106	Conector hembra a bolo MediLime ENFit	1 pieza
 F00106-30	Conector hembra a bolo MediLime ENFit	30 piezas

Clips

MediLime ofrece varios tipos de clips en su gama de productos. Hay clips que se sujetan alrededor del tubo de alimentación, con o sin muescas laterales, y clips independientes que se sujetan alrededor del tubo.

Artículo	Descripción	Cantidad
 13020	Clip MediLime para tubos de hasta 20 FR	10 piezas

Tapones para estomas



Los juegos de tapones de estoma de silicona MediLime están diseñados para usarse en emergencias para evitar que los estomas se cierren cuando se cae un catéter o botón de gastrostomía.

Artículo	Descripción	Cantidad	
ENP-L	Tapón de estoma de silicona MediLime	Juego de 7 cm	1
ENP-S	Tapón de estoma de silicona MediLime	Juego de 10, 12, 14 y 16 FR	1
ENP-XL	Tapón de estoma de silicona MediLime	Juego de 4 cm	1
		Juego de 10, 12, 14 y 16 FR	1

Bolsas de drenaje



Las bolsas de drenaje MediLime con conectores ENFit son aptas para el sifonado gástrico. Están fabricadas con un material suave y flexible y están disponibles en varios tamaños.

Artículo	Descripción	Cantidad	
DBISO-50	Bolsas de drenaje MediLime	50 ml ENFit	20
DBISO-250	Bolsas de drenaje MediLime	250 ml ENFit	20
DBISO-500	Bolsas de drenaje MediLime	500 ml ENFit	20
DBISO-1000	Bolsas de drenaje MediLime	1000 ml ENFit	20

Tiras de pH

Las tiras indicadoras de pH MediLime



Las tiras indicadoras de pH MediLime se utilizan para medir la acidez de los fluidos liberados al colocar un botón o una sonda nasogástrica de alimentación.

Artículo	Descripción	Cantidad
Enfermero/a PHX0-6	Tiras indicadoras de PH MediLime (pH 2-9)	100
	Tiras indicadoras de PH MediLime (pH 0-6)	100

Cepillos de limpieza MediLime

Los cepillos de limpieza ayudan a limpiar los conectores ENFit cuando hay restos de comida o medicamentos. MediLime ofrece cepillos reutilizables y desechables en su gama de productos. El cepillo reutilizable (MediLime EnClean) es fácil de usar y está diseñado para durar hasta 30 días. Al usar el cepillo MediLime ENClean o los cepillos desechables MediLime, el conector ENFit se mantiene limpio, lo que permite una alimentación más higiénica.

Artículo	Descripción	Cantidad
 0901-03	Cepillo MediLime EnClean	3
 BCE-NS	Cepillo desechable MediLime	50

“Calidad de vida para todas las personas”.



Gama de productos


MediLime ofrece una gama completa de TummyButtons, Tubos de extensión, jeringas de alimentación y conectores. MediLime trabaja continuamente para optimizar su gama y se esfuerza por ofrecer el mejor producto para todos. Siga a MediLime y manténgase al día con las últimas novedades. www.medilime.com



Distribuidor exclusivo en España



Medilime[®]

 +34 670 042 892

 info@upviser.es

 www.upviser.es