

INJECTEURS CELLFRIENDLY™

**Injecteur Tulip™ 380€ht**

L'embout arrondi et émoussé permet de traverser les tissus mous sans traumatisme.
L'injecteur Tulip™ avec connexion SuperLuerLok est également disponible en version incurvée.

Référence - Taille disponible :

INJSL1709CF - 1.4mm (17g) x 09cm

INJSL1807CF - 1.2mm (18g) x 07cm

INJSL1905CF - 0.9mm (19g) x 05cm

INJSL2004CF - 0.7mm (20g) x 04cm

**Spoon Tip™ 380€ht**

Injecteur à pointe émoussée conçu avec un alésage plus ouvert pour une injection rapide de grandes quantités idéal pour les grands volumes notamment en chirurgie mammaire et gluteale.

L'injecteur Spoon Tip avec connexion SuperLuerLok est également disponible en version incurvée.

Référence - Taille disponible :

SPOSL1120CF - 3.00mm (11g) x 20cm

SPOSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

SPOSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

SPOSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

**Injecteurs courbes™ 399€ht**

Les nouveaux injecteurs incurvés Tulip ont été spécialement conçus pour les procédures de resurfaçage graisseux.

Leur forme unique rappelle la courbure anatomique et facilite le travail du chirurgien pour restaurer l'aspect naturel souhaité.

Les injecteurs courbes Tulip perfectionnent la procédure de transfert de graisse en fournissant une voie d'injection directe et précise en réduisant considérablement le temps nécessaire au lipofilling dans les zones courbes du corps.

Référence - Taille disponible :

CSPOSL1415CF Curved Spoon Injector 2.1mm (14g) x 15cm

CANULES DE PRÉLÈVEMENT (HARVESTERS)

**Carraway™ 399€ht**

La conception spéciale avec trois orifices en spirale est adaptée au prélèvement de tissus adipeux multicouches.

Référence - Taille disponible :

CARSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

CARSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

CARSL1410CF - 2.1mm (14g) x 10cm

CARSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

**Miller Speed™ 399€ht**

La configuration en spirale à six trous de cette canule de liposuction permet de prélever le tissu adipeux en un minimum de temps.

Référence - Taille disponible :

MILSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

MILSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

MILSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

**Mercedes™ 468€ht**

Cette configuration à trois trous permet de prélever du tissu adipeux multicouche.

Référence - Taille disponible :

MERSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

**Sorensen™ 505€ht**

Canule de prélèvement avec 20 micro-trous de 1 mm biseautés permettant un prélèvement dans les deux sens (va et vient).

Référence - Taille disponible :

SORSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

**Tonnard™ 399€ht**

Canule de prélèvement rapide avec micro-trous de 1 mm surélevés à l'extérieur. La configuration à 12 ou 20 orifices permet de prélever le tissu adipeux dans les deux sens (va et vient). Cette canule très populaire est recommandée pour la médecine régénérative.

Référence - Taille disponible :

TONSL1120CF - 3.0mm (11g) x 20cm

TONSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

TONSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

TONSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

**Standard™ 380€ht**

Il s'agit d'une canule de prélèvement de tissu adipeux. Le seul trou est situé dans l'axe du pouce de l'opérateur. Préconisée pour les prélèvements sous cutané superficiels ou profonds.

Référence - Taille disponible :

STDSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

STDSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

STDSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

CANULE D'INFILTRATION

**Tumescent Infiltrator™ 399€ht**

Utilisé spécialement pour l'infiltration de la solution tumescente nécessaire à la séparation du tissu adipeux. La disposition des orifices permet une distribution homogène du liquide.

Référence - Taille disponible :

INFSL1320CF - 2.4mm (13g) x 20cm

INFSL1325CF - 2.4mm (13g) x 25cm

INFSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

INFSL1420CF - 2.1mm (14g) x 20cm

CellFriendly

Obtenez l'avantage Tulip en utilisant les instruments CellFriendly Tous les instruments Tulip sont conçus avec les revêtements CellFriendly exclusifs et brevetés de Tulip.

Cette finition confère à l'instrument une action lisse et lubrifiante. Une friction réduite crée moins de stress et de dommages aux tissus pour de meilleurs résultats et moins de fatigue pour le chirurgien pendant la procédure.

CANULES SPÉCIALES

**Flap™ 505€ht**

La canule spatule est principalement utilisée pour retirer le tissu adipeux sous cutané et fibreux sur de petites surfaces de la Face par exemple.

Référence - Taille disponible :

FLPSL1315CF - 2.4mm (13g) x 15cm

FLPSL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

**V-Dissector™ 545€ht**

Cette canule est spécialement conçue pour les prélèvements superficiels. L'encoche de coupe est particulièrement utile pour faciliter la dissection des tissus fibreux.

Référence - Taille disponible :

VDISL1415CF - 2.1mm (14g) x 15cm

VDISL1420CF - 2.1mm (14g) X 20cm

VDISL1607CF - 1.6mm (16g) x 07cm

Kit NanoFat Transfer™ Tulip




NanoTransfer™

Tulip Medical présente NanoTransfer™, conçu pour obtenir le Macro, Micro et NanoFat. Le système fermé exclusif délivre du tissu adipeux injectable avec des aiguilles de 27g et 30g (pour NanoFat).

Le kit NanoTransfer™ contiennent tous les éléments nécessaires au protocole Macro, Micro et NanoFat.



NanoTransfer filtre usage unique stérile




KIT GEMS NanoTransfer Single use DNTS-1P 1000€ht

- Gems Nano Transfer (1pz.) -
- Gems Anaerobic Transfer 2.4mm (1pz.) -
- Gems Anaerobic Transfer 1.4mm (1pz.) -
- Gems Anaerobic Transfer 1.2mm (1pz.) -

Kit autoclavable NanoTransfer 2230€ht

- NanoTransfer 870€ht
- NanoTransfer filtre (usage unique) (2 packs of 5) 760€ht
- Anaerobic Transfer Luer to Luer 2.4mm 190€ht
- Anaerobic Transfer Luer to Luer 1.4mm 190€ht
- Anaerobic Transfer Luer to Luer 1.2mm 190€ht



BLOQUES SERINGUES

**Johnnie Lok™ 130€ht**

Bloc de seringues.

Référence - Taille disponible :

- LOK60BD - 60cc BD
- LOK20BD - 20cc BD
- LOK10BD - 10cc BD

**Snap Loks™ 180€ht**

Bloc de seringues.

Ces fermetures rapides pour seringues s'insèrent dans les brides du piston de la seringue. Lorsque le piston est retiré, le verrou s'ouvre sur le cylindre pour maintenir la seringue sous vide. Disponible pour toutes les seringues 20cc et 60cc.

Référence - Taille disponible :

- SNAP10BD - 10cc BD
- SNAP20BD - 20cc BD
- SNAP60BD - 60cc BD

Tulip Gold Standard - Caisse autoclavables
Les caisses autoclavables Tulip Gold Standard sont conçus pour protéger, abriter et stocker les instruments Tulip.

**Porte seringues Tulip Z Stand™ 360€ht**

Le porte-seringue idéal pour décanter et réserver le tissu adipeux

Disponible en 2 tailles :

- Large pour seringues de 20cc – 60cc
- Small pour seringues de 1cc – 12cc

SYSTÈMES DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION

**Tulip CellFriendly** 145€ht

Brosses de nettoyage pour instruments Ces brosses polyvalentes sont les seules spécialement conçues pour nettoyer l'intérieur des canules CellFriendly. Les poils en nylon doux nettoient sans endommager la surface Cell Friendly. Brosse de nettoyage autoclavable.

Référence - Taille disponible (pack de 10u):
 BRUSH-SM - 17/16g ; longueur 20cm
 BRUSH-XS - 19/18g ; longueur 12cm
 BRUSH-MED - 14/13/11g ; longueur 30cm
 BRUSH-MED-XL- 14/13/11g ; longueur 60cm
 BRUSH-LG - 9/7g - longueur 40cm
 BRUSH-XL - 9/7g .- longueur 60cm

**Tulip™ Bâtonnets de nettoyage pour micro-injecteurs** 90€ht

Garantis pour ne pas rayer, gratter ou contaminer. Les bâtonnets souples Tulip Cannula Cleaning Soft Picks™ constituent la solution de nettoyage jetable idéale pour les canules de diamètre très fin et les micro-injecteurs CellFriendly™. Bâtonnet de nettoyage autoclavable.

Référence - Taille disponible (pack de 10u):
 TSP19/20 - 19/20g ; longueur 10cm
 TSP16/17/18 - 16/17/18g ; longueur 15cm
 TSP11/13/14 - 11/13/14g ; longueur 25cm